

Nitril® GreenGen®

Biologisch abbaubarer Untersuchungshandschuh /
biodegradable examination glove

Technische Informationen / technical information



REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / width
nicht lieferbar	XS	Grün / green	76 ± 4 mm
1293S (6313)	S	Grün / green	86 ± 4 mm
1293M (6314)	M	Grün / green	98 ± 4 mm
1293L (6315)	L	Grün / green	107 ± 4 mm
nicht lieferbar	XL	Grün / green	115 ± 4 mm

Wandstärke / Thickness (mm)

Handfläche / Palm	0,07 ± 0,02 (Median)
Finger / Finger	0,09 ± 0,02 (Median)

Reißkraft / Tensile strenght (N)

Vor und nach Alterung / Before and after aging	≥ 6 N (Median)
--	----------------

Abmessungen / Dimensions (mm)

Länge / length	≥ 240 (Median)
----------------	----------------




Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	1,5
-----	-----

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Nitriluntersuchungshandschuh, Farbe grün, puderfrei, biologisch abbaubar, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Nitrile examination glove, color green, powder-free, biodegradable, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Butadien-Acrylnitril-Kautschuk, Natriumdodecylbenzolsulfonat, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Tiamiumdioxid, biologisch abbaubarer Zusatzstoff, Wachsemulsion, Pigment (Kupferphthalocyaningrün) / Butadiene-Acrylonitrile-Rubber, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sulphur, Zinc Oxide, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Tiamium Dioxide, Biodegradable Additive, Wax Emulsion, Pigment (Copper Phthalocyanine Green)
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton, 72 Karton pro Palette / 100 pcs per package; 10 packages per carton; 72 carton per pallet Maße Box / dimensions box: 237 mm x 125 mm x 55 mm Maße Karton / dimenstions carton: 295 x 260 x 250 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	MD
Normen / Standards	EN 455-1, -2, -3, -4, EN ISO 10993, ASTM D5526, ASTM D5511	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Das Produkt wurde nicht unter Verwendung von Naturkautschuklatex hergestellt / The product has not been prepared using natural rubber latex (NRL)	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / This product is suitable for contact with food	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.