



## NOBAPAD®

REF 600815

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Besonders weiche und dehnbare Polsterbinde der **Größe 15 cm x 3 m** die aus bindemittelfreier, synthetischer Watte hergestellt wird. NOBAPAD® kann zur vorbereitenden Polsterung bei der Versorgung mit Gips-, Polyester- oder Glasfaserstützverbänden verwendet werden. Auch für die Polsterung von Cramer-, Volkmann- oder anderen ungepolsterten Schienen ist die Binde geeignet. Ebenso kann sie zur Polsterung unter Kompressionsverbänden und als Einziehmaterial für Schlauchverbände eingesetzt werden. Die aufgerollte Binde ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ist **einzelnd banderoliert verpackt**.

### Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Bei einer bekannten Allergie gegen die u.g. Komponente darf das Produkt nicht angewendet werden.

### Zusammensetzung

Polyester

### Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAPAD® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung:	Papier
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei

### Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

