


SUPRAMID

BLACK



Typ	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament Stärken 5/0 und 6/0 Monofilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ☑ Synthetisch
- ☑ Gedrehter Fadenaufbau

- ☑ Ummanteltes Multifilament

- ☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit



- ☑ Luftdichte Verpackung



**ANWENDUNGS-
GEBIETE** Adaptation von Weichteilen
 und/oder Ligatur
 besonders Hautverschluss



VORTEILE



- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt,
Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung
- Gute Handhabungseigenschaften
Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität



GEGENANZEIGEN Herz- und Gefäßchirurgie
 Neurochirurgie
 Mikrochirurgie










 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4200116
	HR 20 mm	2	3/0	45 cm	<i>black</i>	4200120
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4300126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4300126
		4	1/0	75 cm	<i>black</i>	4400126




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Color	Order number
Straight 	GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i>	4152022




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201417
	HS 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201422
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151426
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
Straight 	GS 20 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i>	4152120
	GS 25 mm	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i>	4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i>	4151512

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
		4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418