

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID



<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglykolsäure
<b>Beschichtung</b>	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
<b>Farbe</b>	Beige - ungefärbt / Violett
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 42 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden



*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID

#### EIGENSCHAFTEN

- Hohe initiale Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau
  
- Beschichtetes Multifilament
  
- Luftdichte Verpackung

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE** Nur oberflächliche  
Weichteiladaptation von  
Haut und Schleimhaut

besonders Plastische Chirurgie  
Geburtshilfe (Episiotomie)  
Gynäkologie  
Urologie (Beschneidung)  
Ophthalmologie (Bindehaut)  
Kinderchirurgie

#### VORTEILE


- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit, schnelle  
Substanzresorption
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften  
Hohe Flexibilität  
Hohe Reißfestigkeit  
Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem  
Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma  
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit  
Verminderte Kapillarwirkung
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**GEGENANZEIGEN** Herz- und Gefäßchirurgie  
Neurochirurgie  
Ligatur


Wenn eine Nahtunterstützung von mehr  
als 7 Tagen erforderlich ist.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter  
Wundheilung (z.B. geschwächtes  
Immunsystem).

#### REIßFESTIGKEIT



#### RESORPTION





## Ohne Nadel

EP	USP	Länge	Bestellnummer
2	3/0	150 cm	<i>ungefärbt</i> 14200015
3	2/0	150 cm	<i>ungefärbt</i> 14300015
3.5	0	150 cm	<i>ungefärbt</i> 14350015
4	1	150 cm	<i>ungefärbt</i> 14400015
5	2	150 cm	<i>ungefärbt</i> 14500015




## Rundkörpernadel




EP	USP	Länge	Bestellnummer
----	-----	-------	---------------






1/2 Kreis












HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14200122
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14200126
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14300126
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14350126
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14200130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14300130
		3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14350130
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14300136
		3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14350136
HR 36 mm		4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14400136
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14300140
HR 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14350140
		4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14500140
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	14300148
HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14350148
		4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14400148
		5	2	90 cm	<i>ungefärbt</i>	14500148





Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
 <p>3/8 Kreis</p>	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14071512
		1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>ungefärbt</i> 14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>ungefärbt</i> 14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i> 14151512P
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14151516
		2	3/0	45 cm	<i>ungefärbt</i> 14201516
	DS 16 mm schwarz	1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14151519
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14201519
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i> 14151519P
		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i> 14201519P
	DS 19 mm schwarz	1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14201519VB
DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14201524	
	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14301524	
DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	<i>ungefärbt</i> 14301524P	
DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14201526	
	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14301526	
	3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14351526	
DS 30 mm	3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14351530	
DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14301536	
	3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14351536	

Außen schneidende Nadel Rundkörpernadel schneidende Spitze		Episio Set	Bestellnummer
 <p>3/8 Kreis</p>		1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	<i>ungefärbt</i> S-1430-1435
 <p>1/2 Kreis</p>			

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>ungefärbt</i> 14151417
		2	3/0	45 cm	<i>ungefärbt</i> 14201417
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14301436
		3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14351436
		3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14351440
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14401440
		5	2	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14501440

 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>Gerade</b>	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14202160

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer
	HRT 17 mm 	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14200517
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14200526
	HRT 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14300526
		3	2/0	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14300536
	HRT 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14350536
		4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14400536
		3	2/0	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14300540
	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14350540
		4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i> 14400540
		HRT 48 mm 	3.5	0	90 cm

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer
	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14150416
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14200416
	DRT 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14150419
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 14200419