

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – veterin PE

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Schulterlanger Veterinärhandschuhe aus Polyethylenfolie, orange, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Shoulder length Veterinary gloves made of polyethylene film, orange, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für Veterinärmedizin, Agrarwirtschaft.

Suitable for veterinary medicine, agriculture.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed<sup>®</sup> – veterin PE, unsteril/non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Farbe/Colour	Box.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Polyethylen-Handschuh/ Polyethylene gloves	Universalgröße/ standard size	orange	● 100 Stk./ pcs.	174310	4046153024544	-	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

GMP (Good Manufacturing Practise)

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Länge: 900 ± 30 mm / Length: 900 ± 30 mm

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)