

Super SafetyClear Trachealtubus

Transparenter Trachealtubus

Aus PVC, mit großvolumigem
Niederdruck-Cuff

Nasal/oral

Größen: ID 2,5–10,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor, Ventil
für Luer- und Luer-Lock-Spritzen,
gewölbte, glatte, atraumatische Spitze,
durchgehende Röntgenlinie, schwarzer
Markierungsring zur Kontrolle der
Intubationstiefe, blauer Kontrollballon,
graduiert.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüsch Super SafetyClear Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
112480 Magill	2,5 mm	4,0 mm	8,0 mm	160 mm	10
	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	170 mm	
	3,5 mm	5,3 mm	8,0 mm	190 mm	
	4,0 mm	6,0 mm	10,5 mm	220 mm	
	4,5 mm	6,3 mm	10,5 mm	230 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	13,0 mm	250 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	16,5 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18,5 mm	290 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20,5 mm	300 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24,0 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26,0 mm	330 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26,0 mm	340 mm	
8,5 mm	11,3 mm	28,0 mm	345 mm		
9,0 mm	12,0 mm	28,0 mm	350 mm		
9,5 mm	12,7 mm	29,0 mm	350 mm		
10,0 mm	13,3 mm	29,0 mm	350 mm		

*Länge ohne Konnektor