


# SURGICRYL<sup>®</sup>

910

POLYGLACTINE



<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10%L-lactid
<b>Beschichtung</b>	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)
<b>Farbe</b>	Violett / Beige - ungefärbt
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule



Für Qualität  
&  
Sicherheit

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

## 910

### POLYGLACTINE

#### EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau
  
- Beschichtetes Multifilament
  
- Luftdichte Verpackung

#### VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit
  
- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
- Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
- Verminderte Kapillarwirkung
  
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-  
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen  
und/oder Ligatur

besonders

- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Viszeralchirurgie
- Plastische Chirurgie
- Ophthalmologie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Orthopädie
- Urologie


**GEGENANZEIGEN**

Herz- und Gefäßchirurgie  
Neurochirurgie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

#### REIßFESTIGKEIT



#### RESORPTION



 Ohne Nadel

EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	150 cm	<i>violett</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violett</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violett</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violett</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violett</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violett</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violett</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violett</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violett</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violett</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violett</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violett</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violett</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violett</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violett</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violett</i>	15400075

 Ohne Nadel

Ligapack



EP	USP	Länge		Bestellnummer
2	3/0	250 cm	<i>violett</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violett</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violett</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violett</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violett</i>	15500025



## Rundkörpernadel








1/2 Kreis



		EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	15400122
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150126
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300126
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	15300126U
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violett</i>	15500126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	15400130
HR 30 mm		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15500130
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300136
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	15300136U
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15500136








## Rundkörpernadel




		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis 	HR 40 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violett</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15500140
	HR 45 mm 	4	1	90 cm	<i>violett</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15500145
	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violett</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15400148
	HR 60 mm 	5	2	90 cm	<i>violett</i>	15500148
4		1	75 cm	<i>violett</i>	15400160	
HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violett</i>	15300165	
	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15350165	
HR 80 mm 	4	1	100 cm	<i>violett</i>	15400180	

















## Rundkörpernadel 2 Nadeln





		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis 	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300126-2










 Rundkörpernadel loop	EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>1/2 Kreis</b>  HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violett</i> 15350945












 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>5/8 Kreis</b>  FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 15300327
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 15350327







 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>3/8 Kreis</b>  DR 17 mm  DR 22 mm  DR 30 mm  DR 32 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violett</i> 15150217
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 15200222
	4	1	75 cm	<i>violett</i> 15400230
	3	2/0	90 cm	<i>violett</i> 15300232
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 15350232

 Außen schneidende Nadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
<b>1/2 Kreis</b>  HS 12 mm  HS 17 mm  HS 22 mm  HS 23 mm  HS 26 mm  HS 30 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i> 15071412
	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 15101417
	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 15151417
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 15201422
	5	2	90 cm	<i>violett</i> 15501423
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 15201426
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 15301426
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 15351426
	4	1	75 cm	<i>violett</i> 15401426
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 15201430






▼ Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/2 Kreis 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301436
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15351436
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15401436
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15501436
	HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violett</i>	15201440
		3	2/0	90 cm	<i>violett</i>	15301440
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15351440
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15401440
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15501440
	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15351448
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15401448
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15501448




▼ Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer		
3/8 Kreis 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071512	
		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	15101512	
		1.5	4/0	45 cm	<i>violett</i>	15151512	
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071516	
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15101516	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151516	
	DS 16 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15201516UP	
		DS 16 mm schwarz 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071516VB
			DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>
	1.5	4/0		75 cm	<i>violett</i>	15151519	
	2	3/0		75 cm	<i>violett</i>	15201519	
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15151519UP	
		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15201519UP	
	DS 19 mm schwarz 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15101519VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151519VB	
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151524	
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201524	
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301524	
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15351524		

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer	
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15201524UP
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201526
			3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301526
	DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	15201526UP
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201530
			3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301530
			3	2/0	90 cm	<i>violett</i>	15301530-90
			3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15351530
			3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15351530-90
	DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	15301530UP-75
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301536
			3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15351536
			4	1	75 cm	<i>violett</i>	15401536
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15351540
			4	1	75 cm	<i>violett</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301545	
DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violett</i>	15701580	





 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer	
	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	15350530
			4	1	75 cm	<i>violett</i>	15400530










 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violett</i>	15300536
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15350536
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15400536
	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15350540
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15400540
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	15500540
	HRT 48 mm 	8	6	150 cm	<i>violett</i>	15800548





 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	DRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200417

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer
 	DRT 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15100530-0413
	HRT 30 mm 					













 Rundkörpernadel Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HR 40 mm 	4	1	180 cm	<i>violett</i>	15400140-0540-180
	HRT 40 mm 					













 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15302160





 Stumpfe Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	15401836
	HRB 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violett</i>	15401840
	HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violett</i>	15501845












 Stumpfe Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violett</i>	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	<i>violett</i>	15501985

 Mikronadel Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	MDR 6.4 mm 150µm 	0.4	8/0	20 cm	<i>violett</i>	M910087

 <b>Spatulanadel 2 Nadeln</b>	<b>EP</b>	<b>USP</b>	<b>Länge</b>	<b>Bestellnummer</b>			
<b>1/2 Kreis</b> 	2 x HSP 8 mm 200 µm	 	0.4	8/0	45 cm	<i>violett</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm	 	0.5	7/0	45 cm	<i>violett</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm	 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm	 	0.7	6/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	O910061U
2 x HSP 8 mm 350 µm	 	1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	O910052	

 <b>Spatulanadel 2 Nadeln</b>	<b>EP</b>	<b>USP</b>	<b>Länge</b>	<b>Bestellnummer</b>			
<b>3/8 Kreis</b> 	2 x DSP 6 mm 200 µm	 	0.4	8/0	45 cm	<i>violett</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm	 	0.5	7/0	45 cm	<i>violett</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm	 	0.4	8/0	30 cm	<i>violett</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm	 	0.5	7/0	30 cm	<i>violett</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm	 	1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	O910051

 <b>Spatulanadel</b>	<b>EP</b>	<b>USP</b>	<b>Länge</b>	<b>Bestellnummer</b>			
<b>3/8 Kreis</b> 	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violett</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violett</i>	O910077-1

 <b>Spatulanadel 2 Nadeln</b>	<b>EP</b>	<b>USP</b>	<b>Länge</b>	<b>Bestellnummer</b>			
<b>1/4 Kreis</b> 	2 x VSP 8 mm 300 µm	 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm	 	0.7	6/0	20 cm	<i>ungefärbt</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm	 	0.7	6/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm	 	1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm	 	1	5/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	O91005U

## IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	15 m	17151
2	3/0	15 m	17201
2	3/0	25 m	17202
3	2/0	15 m	17301
3	2/0	25 m	17302
3	2/0	50 m	17305
3.5	0	15 m	17351
3.5	0	25 m	17352
3.5	0	50 m	17355
4	1	15 m	17401
4	1	25 m	17402
4	1	50 m	17405
5	2	15 m	17501
5	2	25 m	17502
5	2	50 m	17505
5	2	100 m	175010
6	3&4	15 m	17601
6	3&4	25 m	17602
6	3&4	50 m	17605
7	5	15 m	17701
7	5	25 m	17702
7	5	50 m	17705
8	6	15 m	17801
8	6	25 m	17802
8	6	50 m	17805



Innerhalb von 4 Monaten nach dem ersten Öffnen zu gebrauchen