


SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polyglecapron 25, ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25% ϵ -Caprolacton
Beschichtung	Keine
Farbe	Violett / Beige - ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 90 bis 110 Tagen. Etwa 75% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften
- Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur

besonders

- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Plastische Chirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie


GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie
Ophthalmologie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.


Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



 Ohne Nadel	EP	USP	Länge		Bestellnummer
	3	2/0	150 cm	<i>violett</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violett</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violett</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violett</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violett</i>	16500015

 Ohne Nadel	EP	USP	Länge		Bestellnummer
--	----	-----	-------	--	---------------

Ligapack














5	2	250 cm	<i>violett</i>	16500025
---	---	--------	----------------	----------










 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge		Bestellnummer
---	----	-----	-------	--	---------------


1/2 Kreis





HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	16150113
HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	16200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	16300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	16300126
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	16350126
HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>violett</i>	16400126
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	16200130
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	16300130
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	16350130
HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>violett</i>	16400130
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	16300136
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	16350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violett</i>	16400136
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	16300140
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	16350140
	4	1	90 cm	<i>violett</i>	16400140	

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	16350148
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	16400148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violett</i>	16300165





 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	16101512V
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16201516
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	16201516V
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16151516P
	DS 16 mm schwarz 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16151519
1.5		4/0	75 cm	<i>violett</i>	16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violett</i>	16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	16201519P	

▼ Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 19 mm schwarz	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 16151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16201524
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16301524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16201524P-75
	DS 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16151526
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16301526
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 16301526V
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 16351530V
	DS 40 mm	3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16351540
		4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i> 16401540

▼ Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16301436
		3.5	0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16351436
	HS 40 mm	4	1	90 cm	<i>ungefärbt</i> 16401440

▲ Schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
Gerade 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16202160
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 16302160

● Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>violett</i> 16100416

 Stumpfe Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis 	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	16351840
	HRB 48 mm 	4	1	90 cm	<i>violett</i>	16401848

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	15 m	16151
2	3/0	15 m	16201
2	3/0	25 m	16202
3	2/0	15 m	16301
3	2/0	25 m	16302
3.5	0	15 m	16351
3.5	0	25 m	16352
4	1	15 m	16401
4	1	25 m	16402
4	1	50 m	16405
5	2	15 m	16501
5	2	25 m	16502
5	2	50 m	16505
5	2	100 m	165010



Innerhalb von 3 Monaten nach dem ersten Öffnen zu gebrauchen