


# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE



<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polydioxanon, ein Polymer aus Poly (p-dioxanon)
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Violett
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Absorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 180 bis 210 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 42 Tagen.
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden



Für Qualität  
&  
Sicherheit

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE

#### EIGENSCHAFTEN

- Hohe und dauerhafte Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- Biessamkeit und Geschmeidigkeit
- Luftdichte Verpackung

#### VORTEILE

- Hervorragende Reißfestigkeit für einen verlängerten Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeefferkt, Gewebezug und Trauma
- Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Gute Handhabungseigenschaften
- Einfaches und sicheres Knoten
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität


#### ANWENDUNGS- GEBIETE

- Adaptation von Weichteilen
- besonders
- Allgemeine Chirurgie
  - Viszeralchirurgie
  - Ophthalmologie
  - Orthopädie
  - Bauchdeckenverschluss
  - Gynäkologie
  - Plastische Chirurgie
  - Urologie


#### GEGENANZEIGEN

- Herz- und Gefäßchirurgie
- Neurochirurgie
- Prothesen
- Wenn eine Nahtunterstützung von mehr als 6 Wochen erforderlich ist.
- Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

#### REIßFESTIGKEIT



#### RESORPTION



 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500015

 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------

**Ligapack**















2	3/0	250 cm	<i>violet</i> 13200025
---	-----	--------	------------------------






 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------




**1/2 circle**




















HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500148




 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100217




 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
	2 x HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100113-2
	2 x HR 17 mm 	1	5/0	90 cm	<i>violet</i> 13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150117-2
	2 x HR 26 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i> 13200126-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070213-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400940
HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 13350950	
	4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400950	
	5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500950	
HR 65 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400965	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13151519-90
	DS 19 mm black 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524-90
3.5		0	75 cm	<i>violet</i>	13351524	
DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526	
DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530	
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530	
DS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540	
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

### IN CASSETTES

Use within 4 months after first opening

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	15 m	13151
2	3/0	15 m	13201
2	3/0	25 m	13202
3	2/0	15 m	13301
3	2/0	25 m	13302
3.5	0	15 m	13351
3.5	0	25 m	13352
4	1	15 m	13401
4	1	25 m	13402
4	1	50 m	13405
5	2	15 m	13501
5	2	25 m	13502
5	2	50 m	13505
5	2	100 m	135010
6	3&4	15 m	13601
6	3&4	25 m	13602
6	3&4	50 m	13605

