

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
Farbe	Violett / Beige - ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Flachspule



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau

- Beschichtetes Multifilament

- Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit

- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
- Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
- Verminderte Kapillarwirkung

- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität


**ANWENDUNGS-
GEBIETE** Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur
besonders Allgemeine Chirurgie
Hautverschluss
Viszeralchirurgie
Gynäkologie
Geburtshilfe
Plastische Chirurgie
Urologie
Ophthalmologie
Orthopädie

GEGENANZEIGEN Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



○ Ohne Nadel

EP	USP	Länge		Bestellnummer
2	3/0	150 cm	<i>violett</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violett</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violett</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violett</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violett</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violett</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violett</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violett</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violett</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violett</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violett</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violett</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violett</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violett</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violett</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violett</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violett</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violett</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violett</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violett</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violett</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violett</i>	11300060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violett</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violett</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violett</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violett</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violett</i>	11500070

 Ohne Nadel

Ligapack













EP	USP	Länge		Bestellnummer
1.5	4/0	250 cm	<i>violett</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violett</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violett</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violett</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violett</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violett</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violett</i>	11600025





 Rundkörpernadel


1/2 Kreis










	EP	USP	Länge		Bestellnummer
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200122
	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11200122U
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200126
	2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11200126U
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violett</i>	11400126
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200130
HR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300130
	3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11300130U
	3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	11350130
	4	1	75 cm	<i>violett</i>	11400130
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200136
HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300136
	3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	11350136
	4	1	90 cm	<i>violett</i>	11400136




 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violett</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violett</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violett</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violett</i>	11500148
6	3&4	90 cm	<i>violett</i>	11600148		








 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	<i>violett</i>	11400225

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11300327

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	11353036
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	11403040

 Rundkörpernadel	EP	USP	Länge	Bestellnummer
5/8 Kreis  J-Nadel 				
JR 36 mm FR 27 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 11353036-0327

 Rundkörpernadel loop	EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 				
HR 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violett</i> 11400950

 Rundkörpernadel schneidende Spitze	EP	USP	Länge	Bestellnummer			
1/2 Kreis 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11300526	
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11300530	
			3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 11350530	
			4	1	75 cm	<i>violett</i> 11400530	
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violett</i> 11300536	
			3.5	0	90 cm	<i>violett</i> 11350536	
			4	1	90 cm	<i>violett</i> 11400536	
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violett</i> 11350540	
			4	1	90 cm	<i>violett</i> 11400540	
				5	2	90 cm	<i>violett</i> 11500540
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violett</i> 11400548	

 Rundkörpernadel schneidende Spitze	EP	USP	Länge	Bestellnummer
J-Nadel 				
JRT 31 mm 	4	1	75 cm	<i>violett</i> 11403131













Außen schneidende Nadel



		EP	USP	Länge		Bestellnummer
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>ungefärbt</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violett</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	11301524UP
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violett</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violett</i>	11501530

3/8 Kreis













Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 11351536
		4	1	75 cm	<i>violett</i> 11401536
	DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>violett</i> 11501536
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 11351540
		4	1	75 cm	<i>violett</i> 11401540
		5	2	75 cm	<i>violett</i> 11501540





Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 11201422
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11301422
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i> 11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i> 11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violett</i> 11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violett</i> 11201430
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i> 11301430
		5	2	90 cm	<i>violett</i> 11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violett</i> 11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i> 11351436
		4	1	90 cm	<i>violett</i> 11401436
		5	2	90 cm	<i>violett</i> 11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violett</i> 11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i> 11351440
		4	1	90 cm	<i>violett</i> 11401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violett</i> 11501440
		3.5	0	90 cm	<i>violett</i> 11351448
4		1	90 cm	<i>violett</i> 11401448	
5		2	90 cm	<i>violett</i> 11501448	
6		3&4	90 cm	<i>violett</i> 11601448	







 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
Gerade		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	11302160
		3	2/0	75 cm	<i>ungefärbt</i>	11302160U

 Schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer		
3/8 Kreis		NS 16 mm		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	11101716

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer		
1/2 Kreis		2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violett</i>	OSU07
		2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	OSU061

 Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer		
3/8 Kreis		2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violett</i>	OSU08-30
				0.4	8/0	45 cm	<i>violett</i>	OSU08
		2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violett</i>	OSU10
				2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm
		0.5	7/0			45 cm	<i>violett</i>	OSU072
		2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violett</i>	OSU071

 Spatulanadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer		
3/8 Kreis		DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violett</i>	OSU101
		DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violett</i>	OSU09-1

 Spatulanadel 2 Nadeln			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	OSU06
			1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	OSU05
 Mikronadel Rundkörpernadel 2 Nadeln			EP	USP	Länge	Bestellnummer	
3/8 Kreis 	MDR 6.4 mm 150µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violett</i>	OSU095

IN FLACHSPULEN

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	15 m	11151
2	3/0	15 m	11201
2	3/0	25 m	11202
3	2/0	15 m	11301
3	2/0	25 m	11302
3	2/0	50 m	11305
3.5	0	15 m	11351
3.5	0	25 m	11352
3.5	0	50 m	11355
4	1	15 m	11401
4	1	25 m	11402
4	1	50 m	11405
5	2	15 m	11501
5	2	25 m	11502
5	2	50 m	11505
5	2	100 m	115010
6	3&4	15 m	11601
6	3&4	25 m	11602
6	3&4	50 m	11605
6	3&4	100 m	116010
7	5	15 m	11701
7	5	25 m	11702
7	5	50 m	11705
8	6	15 m	11801
8	6	25 m	11802
8	6	50 m	11805



Innerhalb von 4 Monaten nach dem ersten Öffnen zu gebrauchen

mit Aufbewahrungsflüssigkeit

EP	USP	Länge	Bestellnummer
1.5	4/0	15 m	15151
2	3/0	15 m	15201
2	3/0	25 m	15202
3	2/0	15 m	15301
3	2/0	25 m	15302
3	2/0	50 m	15305
3.5	0	15 m	15351
3.5	0	25 m	15352
3.5	0	50 m	15355
4	1	15 m	15401
4	1	25 m	15402
4	1	50 m	15405
5	2	15 m	15501

EP	USP	Länge	Bestellnummer
5	2	25 m	15502
5	2	50 m	15505
5	2	100 m	155010
6	3&4	15 m	15601
6	3&4	25 m	15602
6	3&4	50 m	15605
6	3&4	100 m	156010
7	5	15 m	15701
7	5	25 m	15702
7	5	50 m	15705
8	6	15 m	15801
8	6	25 m	15802
8	6	50 m	15805

Innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Öffnen zu gebrauchen