


SUPRAMID

BLACK



Typ	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament Stärken 5/0 und 6/0 monofilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Absorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Kasette



*Für Qualität
&
Sicherheit*

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- Synthetisch
- Gedrehter Fadenaufbau

- Ummanteltes Multifilament

- Biessamkeit und Geschmeidigkeit

- Luftdichte Verpackung

**ANWENDUNGS-
GEBIETE** Adaptation von Weichteilen
 und/oder Ligatur
 besonders Hautverschluss

VORTEILE

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion



- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit



- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeefferkt,
Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung



- Gute Handhabungseigenschaften
Einfaches und sicheres Knoten



- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität



GEGENANZEIGEN Herz- und Gefäßchirurgie
 Neurochirurgie
 Mikrochirurgie


 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126


 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022


 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 20 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
 3/8 circle	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524
DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
	4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536	

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
 1/2 circle	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
 3/8 circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418

IN CASSETTES

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	100 m	4015
2	3/0	100 m	4020
3	2/0	100 m	4030
3.5	0	100 m	4035
4	1	100 m	4040
5	2	75 m	4050
6	3&4	50 m	4060
7	5	40 m	4070
8	6	40 m	4080
9	7	30 m	4090

