



Polysorb™

resorbierbares Nahtmaterial

PRODUKTINFORMATIONEN

Struktur	Geflochten
Art des Nahtmaterials	Mittelfristig resorbierbar
Zusammensetzung	93 % Polyglycolsäure und 7 % Polylactide
Beschichtung	Glycolsäure, Caprolacton und Calciumstearoyl-2-lactylat
Farbe	Violett, ungefärbt
Reißfestigkeit	21 Tage
Resorptionsprofil	56-70 Tage
Größen	8-0 bis 2
Indikationen	Polysorb™ Nahtmaterial ist beim Wundverschluss oder bei der Ligatur von Weichgewebe und in der Augen Chirurgie indiziert, aber nicht bei kardiovaskulärem oder Nervengewebe.
Kontraindikationen	Das Polysorb™ Nahtmaterial ist resorbierbar und sollte nicht verwendet werden, wenn längere Approximation des Gewebes erforderlich ist.
Sterilisation	Ethylenoxid
CE - Zeichen	Klasse III der EU Richtlinie 93/42/EEC, Anhang II
Packungsgrößen	12, 24 oder 36
Haltbarkeit	5 Jahre
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Laut Beipackzettel sollen Nahtmaterialien der Fa. Medtronic bei Raumtemperatur gelagert werden. Im Allgemeinen werden Stabilitätsstudien kurzfristig durchgeführt Exposition bei 50 Grad (38 Wochen) oder bei 54,4 Grad (32 Wochen) nur zu Testzwecken für eine beschleunigte Alterung. Diese Zustand ist nicht für Lagerzwecke bestimmt. Die Echtzeitprüfung wird bei 22 Grad +/- 10 Grad durchgeführt bei unkontrollierter Luftfeuchtigkeit für die gesamte Haltbarkeit des Materials.

ZUSATZSTOFFE

Phatalat - Frei	✓
PVC - Frei	✓
Bisphenol - Frei	✓
Frei von antimikrobiellen Substanzen	✓
Latex - Frei	✓
Triclosan - Frei*	✓

* Medtronic Nahtmaterial ist zu 100 % Triclosan - Frei.

BESTELLINFORMATIONEN

Polysorb™ Codes können an Codes erkannt werden, die folgendermaßen beginnen: **L, LL, SL, CL, GL, UL, EL, GLT, CLT, 2-CL**

TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU NADELN

Für technische Informationen zu unseren Nadeln nutzen Sie bitte das [Technische Datenblatt für chirurgische Nadeln](#)

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens. 19-weu-polysorb-tech-sheet-de-3026668

[medtronic.com/covidien/de](https://www.medtronic.com/covidien/de)

Medtronic
Further, Together