


## UNIGLOVES SELECT® PLUS

### Der Griffige



#### GRÖSSE      ARTIKELNUMMER

XS	2301
S	2302
M	2303
L	2304
XL	2305



## EIGENSCHAFTEN

<b>MATERIAL</b>	<i>Latex</i>
<b>FARBE</b>	<i>naturlatex</i>
<b>LÄNGE</b>	<i>240 mm</i>
<b>GRÖSSE</b>	<i>XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)</i>
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<i>außen chloriniert, extra griffig, Innen - Polymerbeschichtung, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril</i>
<b>AQL</b>	<i>1.5</i>

**NORMEN HANDSCHUHE**

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-C

**VERPACKUNGSINHALT**

Box à 100 Stück

**VERSANDEINHEIT**

10 Boxen